

Reaktionsgefäße 0.5 ml, farblos

graduier, DNA-, DNase-, RNasefrei
>20000 xg (max. 35000 xg, nicht ständig getestet)



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 710300 | Biozym

25,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Deckel: Mit Druckverschluss

Farbe: farblos

Graduierung: graduier

Kategorie: Reaktionsgefäße

Material: PP

Verpackung: Beutel à 1000 Stück

Volumen: 0.5 ml

Reaktionsgefäße mit Druckverschluss 0.5 ml, farblos

- 0.6 ml Maximalvolumen
- Mit Graduierungen
- Farbloses Polypropylen
- Mit Druckverschluss: "Boil Proof - fester starker Verschluss (Einsatzbereich -80°C bis +121°C)
- DNA-, DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation >20.000 x g problemlos möglich
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle