

Purified anti-human CD117 (c-kit)

Rat IgG2a, kappa
W18195C

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B375302 | **BioLegend** | Herstellernummer: 375302

105,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: W18195C

Format: PURE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD117 (c-kit)

Clone: W18195C

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: Stem cell factor receptor, c-kit, mast cell growth factor receptor, steel factor receptor

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=19694>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>