

## APC anti-human Fc $\mu$ R (FAIM3)

Mouse IgG2b, kappa  
HM7

**BioLegend**  
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B398104 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 398104

**237,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC

**Clone:** HM7

**Format:** APC

**Isotype:** kappa, Mouse IgG2b

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 100 Tests

APC anti-human Fc $\mu$ R (FAIM3)

Clone: HM7

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other\_Names: Fc $\mu$ R, Fc $\mu$ R, Fc mu receptor, IgM Fc receptor, FAIM3, TOSO

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App\_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=19331>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>