

Purified anti-human TGF-beta Receptor II

Rat IgG2b, kappa
W17055E

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B399702 | **BioLegend** | Herstellernummer: 399702

208,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: W17055E

Format: PURE

Isotype: kappa, Rat IgG2b

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human TGF-beta Receptor II

Clone: W17055E

Isotype: Rat IgG2b, kappa

Other_Names: TGFRII, TGFR2, TGFR-2, TbetaRII, TGFbeta-RII, TGF-Beta Receptor Type II, TGF-Beta Receptor Type-2

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=19519>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>