

## DNA-Leiter 20 bp

150 Anwendungen


20 bp - 500 bp

150 µl

Artikel-Nr.: 850319 | **Lonza** | Herstellernummer: 50330

**186,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



## Beschreibung

**Bandenanzahl:** 25

**Eigenschaften:** Ladepuffer extra

**Kategorie:** Elektrophorese

**Produkttyp:** DNA Leiter

**Trennbereich:** 20 bp - 500 bp

**Verpackung:** 150 µl

### Die Vorteile:

- Empfohlen für alle Agarosen und Agarose-Fertiggele
- Frei von Plasmid-DNA
- Klare und präzise Bandenmuster auch bei geringer Auftragsmenge

### Die Daten:

- 25 Fragmente von 20 - 500 bp, Schrittweite 20 bp
- Konzentration: 200 ng/µl
- 200 bp Bande ist zur einfacheren Identifikation stärker gefärbt

### Lagerbedingungen:

2 - 8 °C