

Western-Ready Rapid Protein Extraction Buffer

BioLegend
From Revvity



100 mL

Artikel-Nr.: B426305 | **BioLegend** | Herstellernummer: 426305

113,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: WB
Format: WSTRN_RDY
Verpackung: 100 ml

Western-Ready Rapid Protein Extraction Buffer

Clone:
Isotype:
Other_Names: Lysis Buffer, Protein Buffer
Size: 100 mL

Reactivity:
Format: WSTRN_RDY
App_Abbrev: WB
Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=18194>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>