

Western-Ready TBS Tween-20 Buffer (20X)

BioLegend
From Revvity



1 L

Artikel-Nr.: B426309 | **BioLegend** | Herstellernummer: 426309

84,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: WB

Format: WSTRN_RDY

Verpackung: 1 L

Western-Ready TBS Tween-20 Buffer (20X)

Clone:

Isotype:

Other_Names:

Size: 1 L

Reactivity:

Format: WSTRN_RDY

App_Abbrev: WB

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=18389>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>