

## Purified anti-HDAC5

Rat IgG2b, kappa  
W15202A

**BioLegend**  
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B693401 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 693401

**81,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**App\_Abbrev:** WB  
**Clone:** W15202A  
**Format:** PURE  
**Isotype:** kappa, Rat IgG2b  
**Species of Origin:** Rat  
**Verpackung:** 25 µg

Purified anti-HDAC5

Clone: W15202A  
Isotype: Rat IgG2b, kappa  
Other\_Names: Histone deacetylase 5 (HD5), Antigen NY-CO-9, KIAA0600  
Size: 25 µg

Reactivity: Human, Mouse  
Format: PURE  
App\_Abbrev: WB  
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=13845>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>