

Recombinant Human Ephrin-B2 (carrier-free)

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B791504 | **BioLegend** | Herstellernummer: 791504

102,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: BA

Format: RECOM

Verpackung: 25 µg

Recombinant Human Ephrin-B2 (carrier-free)

Clone:

Isotype:

Other_Names: HTK Ligand, Ephrin B2, EFNB2, Eph-Related Receptor Tyrosine Kinase Ligand 5, Ligand Of Eph-Related Kinase 5, EPLG5, LERK5, HTKL

Size: 25 µg

Reactivity: Human

Format: RECOM

App_Abbrev: BA

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=19408>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>