

Spitzen 1200 µl UltraFine für Sartorius/Biohit 1200 µl Mehrkanal Pipetten



1 Beutel à 1000 Stück



Artikel-Nr.: LC1511 | **Labcon** | Herstellernummer: 1048-800-000-9

55,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos
Filter: nein
Länge: normal
Low Binding: nein
Maximalvolumen: 1200 µl
Pipettenspitzen Linie: Labcon
Sterilität: unsteril
Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück

Generelle Vorteile der Labcon Pipettenspitzen:

- Einzigartige platz- und abfallsparende Refillsysteme (>90 % weniger Verpackung und Abfall)
- Hergestellt aus 100 % "medical grade" Kunststoffen ohne Recyclate oder Kunststoffmassenware
- Metallrückstands-frei, keine extrahierbaren Rückstände
- Verwendung von autoklavierbaren, robusten Scharnier-Racks mit Schnappverschluss
- Seit 2011 Fertigung durch einen hohen Anteil an Solarenergie (> 30 %) zur Schonung von fossilen Energiequellen
- Einsatz von energiesparenden, neuen Maschinen (Automated Processing) – Earth Friendly
- Test auf Passform und Pipettierverhalten mit echten Pipetten unter realistischen Bedingungen (keine Konen Dummy)
- Spitzen sind frei von nachweisbarem ATP, RNase / DNase (Nuklease), Endotoxin und Pyrogen
- Lotnummern geführte Zertifikate für alle Testergebnisse im Labcon Download Bereich

Eclipse® UltraFine Pipettenspitzen 1200 µl - für Sartorius Pipetten

Eclipse UltraFine Pipettenspitzen für größere Volumina werden in diamantpolierten Präzisionswerkzeugen aus 100% "medical grade" Polypropylen geformt.

Jede Charge dieser Pipettenspitzen wird automatisiert verpackt und ist frei von nachweisbarem ATP, RNase / DNase (Nuklease), Endotoxin und Pyrogen.

Die Spitzen verfügen über ein feines Dispensier-Ende, das problemlos in Mikroröhrchen und DeepWell Platten passt. Die Extra-Länge bietet mehr Raum zwischen Probe und Pipettenschaft, so dass Kontaminationen des Pipettenschafte nahezu ausgeschlossen werden.

Gefertigt aus klarem Polypropylen. Spitzen und Racks sind autoklavierbar (122 °C).