

Spitzen 1200 µl UltraFine, steril

für Sartorius/Biohit 1200 µl Mehrkanal Pipetten



6 Racks à 96 Stück



Artikel-Nr.: LC1515 | **Labcon** | Herstellernummer: 1048-965-008-9

107,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1200 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: unsteril

Verpackung: 6 Racks à 96 Stück