

Filterspitzen 1200 µl FlexTop UltraFine

steril

für Sartorius/Biohit 1200 µl Mehrkanalpipetten



6 Racks à 96 Stück



Artikel-Nr.: LC2735 | **Labcon** | Herstellernummer: 1159-965-008-9

112,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1200 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: steril

Verpackung: 6 Racks à 96 Stück