

riboPOOL ribo-seq 12 reaction kit (human/mouse/rat)



12 reactions

Artikel-Nr.: 27DP-K012-000050 | siTOOLS

823,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Applikation: Ribosome Profiling

Kit / Sonden: Kit

Species: Maus, Mensch, Ratte

Standard/Combination: Ribopool

Verpackung: 12 reactions

- Effiziente Entfernung der rRNA
- Lückenlose Abdeckung der rRNA
- Speziell für RiboSeq optimierte Sonden Ratio

Präparation der Ribosomenfraktion: Zur Fraktionierung der Mono- und Polysomen nach der Dichtegradientenzentrifugation kann der si-Fractor eingesetzt werden. <https://www.biozym.com/laborgeraete/zubehoer-fplchplc/54435/zubehoer-fplc/hplc?number=27EQ-F001-D11>