

Hot Start PCR Master Mix, 2×



200 rxn of 50 µl

Artikel-Nr.: 350200205 | [biotechrabbit](#) | Herstellernummer: BR0200205

114,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

High-Fidelity: nein
Hot-Start: ja
Master Mix / Enzym: Master Mix
Multiplex: nein
PCR / RTPCR: PCR
PCR-Optimierung: Standard
Verpackung: 200 rxn of 50 µl

Eigenschaften

- Höchste PCR-Empfindlichkeit ohne längere Reaktivierung
- Optimierter PCR Master Mix für minimales Hands-On und schnelles Set-Up
- Außergewöhnlich reine Hot Start Taq DNA Polymerase und dNTPs von höchster Qualität

Anwendungen

- Hotstart-PCR mit hoher Spezifität und hohem Durchsatz bis zu 3 kb
- Amplifikation von Targets mit niedriger Kopienzahl
- TA-Cloning