

Hot Start PCR Master Mix, lyophilized, 2×



200 rxn of 50 µl

Artikel-Nr.: 350201103 | [biotechrabbit](#) | Herstellernummer: BR0201103

149,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Format: Lyophilisiert
High-Fidelity: nein
Hot-Start: ja
Master Mix / Enzym: Master Mix
Multiplex: nein
PCR / RTPCR: PCR
PCR-Optimierung: Standard
Verpackung: 200 rxn of 50 µl

Eigenschaften

- Raumtemperaturstabile Enzyme und Mixe
- Außergewöhnlich reine Taq-DNA-Polymerase
- Hot-Start für hohe PCR-Spezifität und Sensitivität
- Optimierter Master Mix für schnelles Setup

Anwendungen

- Umgebungsversand und Lagerung bei Raumtemperatur
- Routinemäßige und anspruchsvolle PCR-Anwendungen
- PCR-Amplifikation bis zu 3 kb
- TA-Cloning