

## Pipette, 1-Kanal, Nichipet Air 0.1 - 2 µl

Increment 0.002 µl, ISO8655 zertifiziert



1 Stück

Artikel-Nr.: 656110 | Nichiryo

**324,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Kanäle:** 1-Kanal

**Kategorie:** Pipette

**Marke:** Nichipet Air

**Pipettenvolumen:** bis 2 µl

**Produkteigenschaft:** manuell

**Verpackung:** 1 Stück

**Volumeneigenschaft:** variables Volumen

**Nichipet Air - Das neue Leichtgewicht aus Japan**

#### Die Vorteile:

- Nur 66 Gramm (2 µl) bis 90 Gramm (1000 µl) schwer
- 70 % weniger Pipettier-Kraftaufwand als herkömmliche Pipetten
- Herausragende Genauigkeit und Präzision
- Kein versehentliches Verstellen während des Pipettierens möglich
- Autoklavierbar
- 5 (!) Jahre Garantie