

Pipette, 1-Kanal, Nichipet Air 0.5 - 10 µl

Increment 0.01 µl, ISO8655 zertifiziert
variables Volumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 656111 | Nichiryo

309,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Nichipet Air

Pipettenvolumen: bis 10 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen

Nichipet Air - Das neue Leichtgewicht aus Japan

Die Vorteile:

- Nur 66 Gramm (2 µl) bis 90 Gramm (1000 µl) schwer
- 70 % weniger Pipettier-Kraftaufwand als herkömmliche Pipetten
- Herausragende Genauigkeit und Präzision
- Kein versehentliches Verstellen während des Pipettierens möglich
- Autoklavierbar
- 5 (!) Jahre Garantie