

## Pipette, 1-Kanal, Nichipet Air 500 - 5000 μl

Increment 10 µI, ISO8655 zertifiziert

1 Stück

Artikel-Nr.: 656116 | Nichiryo

324,00 € \*

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



## Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal Kategorie: Pipette Marke: Nichipet Air

Pipettenvolumen: bis 5000 μl Produkteigenschaft: manuell Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen

Nichipet Air - Das neue Leichtgewicht aus Japan

## Die Vorteile:

- Nur 66 Gramm (2 μl) bis 90 Gramm (1000 μl) schwer
- 70 % weniger Pipettier-Kraftaufwand als herkömmliche Pipetten
- Herausragende Genauigkeit und Präzision
- Kein versehentliches Verstellen während des Pipettierens möglich
- Autoklavierbar
- 5 (!) Jahre Garantie

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20 Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70 E-Mail: support@biozym.com Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH Geschäftsführer Dr. Sebastian Petri