

Gelloader 200 µl, 0.57 mm, Rundkopf

Länge 68 mm

DNA-, DNase-, RNasefrei



2 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0197 | Biozym

20,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Spezialeigenschaften: Gelloader, Rundkopf

Sterilität: unsteril

Verpackung: 2 Racks à 96 Stück

- Volumen: 200 µl
- Rundkopf
- Keine Graduierung
- Material: Polypropylen
- Länge: 68 mm
- Außendurchmesser: 0.57 mm

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>