

Handschuhbox-Halter für 1 Dispenser

für 1 Dispenser, Draht mit Epoxid Beschichtung
209 x 140 x 108 mm (B x H x T), inkl. Schrauben



Packung à 1 Stück

Artikel-Nr.: 743333 | Biozym

40,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Verpackung: Packung à 1 Stück

- Schutz der Halter durch Epoxid Beschichtung
- Universelle Passform für die gängigsten Dispenser-Größen bzw. Typen, Befestigungsschrauben beiliegend