

Handschuhbox-Halter für 3 Dispenser

für 3 Dispenser, Draht mit Epoxid Beschichtung
250 x 454 x 108 mm (B x H x T), inkl. Schrauben



Packung à 1 Stück

Artikel-Nr.: 743334 | Biozym

76,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Verpackung: Packung à 1 Stück

- Schutz der Halter durch Epoxid Beschichtung
- Universelle Passform für die gängigsten Dispenser-Größen bzw. Typen
- Befestigungsschrauben beiliegend
- Farbe: weiß