

## Handschuhbox-Halter für 1 Dispenser, Microban

für 1 Dispenser, Kunststoff mit Microban, blau  
254 x 156 x 97 mm (B x H x T), inkl. Schrauben



Packung à 3 Stück

Artikel-Nr.: 743338 | Biozym

**151,70 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Verpackung:** Packung à 3 Stück

**Modulare Handschuhbox-Halter - Kunststoff, Option „Anti Mikrobiell“**

- Schlagfester, gegenüber starken Reinigungsmitteln unempfindlicher Kunststoff
- Wahlweise ohne (weiß) oder mit Microban® Behandlung (blau)
- Microban-Behandlung (blauer Halter) schützt vor mikrobieller Kontamination
- Universelle Passform für die gängigsten Dispenser-Größen bzw. Typen
- Maße: 254 x 156 x 97 mm (BxHxT), Befestigungsschrauben beiliegend