

SafeSeal SurPhob Spitzen, 10 µl, kurz

Filterspitzen, Low Binding, graduert
DNA-, DNase-, RNasefrei, unsteril



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0210U | Biozym



70,90 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: kurz

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Spitzenlänge: 31,1 mm

Um diese Produkte schneller verfügbar zu machen, wurde auf den zeitaufwändigen Prozess der Sterilisation verzichtet. Sie sind dennoch besonders für PCR Anwendungen geeignet. Sie wurden unter Reinraumbedingungen produziert, sind zertifiziert DNA/DNase/RNase- sowie PCR Inhibitoren frei

SafeSeal SurPhob Filterspitze 10 µl, kurz passend für:

- Sartorius mLINE® 1-Kanal (0.1-3µl, 0.5-10µl)
- Sartorius mLINE® 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Sartorius Proline® 1-Kanal (0.1-2.5µl, 0.5-10µl)
- Sartorius Proline® 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Brand Transferpette® 1-Kanal (0.1-1µl, 0.5-10µl)
- Brand Transferpette® 8-/12-Kanal (0.5-10µl),
- Brand Transferpette® S 1-Kanal (0.1-1µl, 0.1-2.5µl, 0.5-10µl)
- Brand Transferpette® S ® 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Eppendorf Research® plus 1-Kanal (0.5-10µl)
- Eppendorf Research® plus 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Eppendorf Reference® 1-Kanal (0.5-10µl)
- Thermo/Finn Finnpette 4500 1-Kanal (0.2-2µl, micro, 0.5-5µl, micro)
- Thermo/Finn Finnpette 4500 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Gilson Pipetman Classic, G, L: P2 1-Kanal (0.2-2µl, 1-10µl)
- Nichiryo Nichipet Premium, EX, EX Plus 1-Kanal (0.1-2µl)
- Nichiryo Nichipet 7000 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Rainin Pipet-Lite SL-2XLS ® 1-Kanal (0.1-2µl, 0.5-10µl)
- Rainin Classic PR-2 ® 1-Kanal (0.1-2µl, 0.5-10µl)
- Socorex Galbra® 822 1-Kanal (0.2-2µl, 1-10µl micro)

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

- Socorex Calibra® 852 8-Kanal (1-10µl)
- Socorex Acura 825 1-Kanal (0.1-2µl, 0.5-10µl)
- Socorex Acura 855 8-/12-Kanal (0.5-10µl)