

Digital Hotplate Magnet Stirrer 10 x 10 inch

25.4 x 25.4 cm



1 Stück

Artikel-Nr.: 55H3710-HS-E | **Benchmark** | Herstellernummer: H3710-HS-E

854,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Digitaldisplay: ja

Heizfunktion: ja

Kategorie: Magnet Heizrührer

Max. Kapazität: 15 l

Oberfläche: Keramik

Plattform Durchmesser: bis 180 mm

Rührfunktion: ja

Verpackung: 1 Stück