

Biotin anti-Ubiquitin

Mouse IgG1, kappa
P4D1

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B646305 | **BioLegend** | Herstellernummer: 646305

118,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: WB

Clone: P4D1

Format: BIOTIN

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Biotin anti-Ubiquitin

Clone: P4D1

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names:

Size: 25 µg

Reactivity: All Species

Format: BIOTIN

App_Abbrev: WB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20230>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>