

PE anti-human CD159c (NKG2C)

Mouse IgG1, kappa
S19005E

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B375004 | **BioLegend** | Herstellernummer: 375004

245,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: S19005E

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD159c (NKG2C)

Clone: S19005E

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Killer Cell Lectin Like Receptor C2, KLRC2, NK Cell Receptor C

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=19436>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>