

## Purified anti-human CD159a (NKG2A)

Mouse IgG1, kappa  
S19004C

**BioLegend**  
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B375102 | BioLegend | Herstellernummer: 375102

**282,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC  
**Clone:** S19004C  
**Format:** PURE  
**Isotype:** kappa, Mouse IgG1  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 100 µg

Purified anti-human CD159a (NKG2A)

Clone: S19004C  
Isotype: Mouse IgG1, kappa  
Other\_Names: Killer Cell Lectin Like Receptor C1, KLRC1, NK Cell Receptor A  
Size: 100 µg

Reactivity: Human  
Format: PURE  
App\_Abbrev: FC  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=19332>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>