

Alexa Fluor® 647 anti-human CD159a (NKG2A)

Mouse IgG1, kappa
S19004C

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B375105 | **BioLegend** | Herstellernummer: 375105

92,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: S19004C

Format: A647

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

Alexa Fluor® 647 anti-human CD159a (NKG2A)

Clone: S19004C

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Killer Cell Lectin Like Receptor C1, KLRC1, NK Cell Receptor A

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: A647

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20225>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>