

Purified anti-human CD31

Rat IgG2a, lambda
W18200D

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B375902 | **BioLegend** | Herstellernummer: 375902

57,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: W18200D

Format: PURE

Isotype: lambda, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD31

Clone: W18200D

Isotype: Rat IgG2a, lambda

Other_Names: PECAM-1, EndoCAM

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20042>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>