

Alexa Fluor® 488 anti-human CD44

Mouse IgG1, kappa
C44Mab-5

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B397508 | **BioLegend** | Herstellernummer: 397508

138,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: C44Mab-5

Format: A488

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

Alexa Fluor® 488 anti-human CD44

Clone: C44Mab-5

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Hermes, Pgp-1, H-CAM, HUTCH-1, ECMR III, gp85, Ly-24

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: A488

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=19959>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>