

Purified anti-human CD303 (BDCA-2)

Mouse IgG2a, kappa
S19008G

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B314402 | BioLegend | Herstellernummer: 314402

179,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: S19008G
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG2a
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD303 (BDCA-2)

Clone: S19008G
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: CLEC4C, CLECSF11, CLECSF7, DLEC, HECL
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20199>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>