

Purified anti-Desmoglein 3

Mouse IgG1, kappa
DSG3/5H10

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B871902 | **BioLegend** | Herstellernummer: 871902

165,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ICC, WB
Clone: DSG3/5H10
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-Desmoglein 3

Clone: DSG3/5H10
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: DSG3, PVA
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: WB, ICC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=19992>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>