

LEGENDplex Human CXCL9 (MIG) Capture Bead B3, ...

BioLegend
From Revvity



100 tests (270 µL)

Artikel-Nr.: B740994 | **BioLegend** | Herstellernummer: 740994

95,00 € *

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: Multiplex - Component

Format: LPLEX

Species of Origin: N/A

Verpackung: 100 tests (270 µL)

LEGENDplex Human CXCL9 (MIG) Capture Bead B3, 13X

Clone:

Isotype:

Other_Names: Monokine induced by interferon-gamma (HuMIG)

Size: 100 tests (270 µL)

Reactivity: Human

Format: LPLEX

App_Abbrev: Multiplex - Component

Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20173>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>