

## SafeSeal Tips Premium 100 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogenfrei  
mit 10-14 Mikron Sealing Filter, chem. unbehandelt



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 692086 | Biozym

**98,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



## Beschreibung

**Farbe:** farblos

**Filter:** ja

**Graduierung:** ja

**Länge:** normal

**Low Binding:** nein

**Maximalvolumen:** 100 µl

**Pipettenspitzen Linie:** SafeSeal Premium

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 10 Racks à 96 Stück

**Filterspitze passend für:**

- Biozym PreCision 100 µl
- Sartorius Proline Plus 100 µl
- Sartorius mLine 100 µl
- Finn Digital 40 µl
- Finn Digital 100 µl
- Finn Focus 100 µl
- Nichiryo 50 µl
- Nichiryo 100 µl

Der ultimative Schutz Ihrer Proben und Pipetten vor Überpipettieren und Aerosolkontaminationen durch eine geringst mögliche Porengröße des Sealing-Filters von 10 - 15µm.

**Die Vorteile:**

- unbehandelter Sealing-Filter aus gesintertem Polyethylen
- Geringst mögliche, definierte Porengröße 10-15 µm optimale Filtrationstechnik
- Kontaminationsausschluss durch Aerosol-capture Filterverschluss bei Flüssigkeitskontakt (z. B. Überpipettieren) unter regulären Pipettierbedingungen
- Rückgewinnung von Probenflüssigkeit bei Filterkontakt möglich
- Vollautomatisch unter Reinraumbedingungen hergestellt
- E-Beam sterilisiert = frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen, Bioburden, PCR Inhibitoren, Endotoxinen