

Spark YG 570 anti-mouse/human PNAd

Rat IgM, kappa
MECA-79

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B120810 | **BioLegend** | Herstellernummer: 120810

267,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: IHC-F, IHC-P
Clone: MECA-79
Format: SPKYG_570
Isotype: kappa, Rat IgM
Species of Origin: Rat
Verpackung: 100 µg

Spark YG 570 anti-mouse/human PNAd

Clone: MECA-79
Isotype: Rat IgM, kappa
Other_Names: PNAd, Peripheral Node Addressin, MECA-79
Size: 100 µg

Reactivity: Mouse, Human
Format: SPKYG_570
App_Abbrev: IHC-F, IHC-P
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20107>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>