

Purified anti-BCAT1

Rat IgG2a, kappa
W18024A

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B938001 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 938001

81,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: WB
Clone: W18024A
Format: PURE
Isotype: kappa, Rat IgG2a
Species of Origin: Rat
Verpackung: 25 µg

Purified anti-BCAT1

Clone: W18024A
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Other_Names: Branched Chain Amino Acid Transaminase 1, BCT1, BCATC, PNAS121, Protein ECA39
Size: 25 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: WB
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20021>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>