

Purified anti-GbetaL

Rat IgG2a, kappa
W18224A

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B939501 | **BioLegend** | Herstellernummer: 939501

60,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: WB

Clone: W18224A

Format: PURE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 25 µg

Purified anti-GbetaL

Clone: W18224A

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: mLST8, mTOR Associated Protein, LST8 Homolog, Target Of Rapamycin Complex Subunit LST8, Mammalian Lethal With SEC13 Protein 8

Size: 25 µg

Reactivity: Human, Mouse

Format: PURE

App_Abbrev: WB

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=19968>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>