

## SafeSeal Tips Premium 1250 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogenfrei  
mit 10-14 Mikron Sealing Filter, chem. unbehandelt



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 692089 | Biozym

**127,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



### Beschreibung

**Farbe:** farblos

**Filter:** ja

**Graduierung:** nein

**Länge:** normal

**Low Binding:** nein

**Maximalvolumen:** 1250 µl

**Pipettenspitzen Linie:** SafeSeal Premium

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 10 Racks à 96 Stück

**Filterspitze passend für:**

- Eppendorf 3110 1000 µl
- Matrix Multi Electrapette 1250 µl
- Titertek Multi Stepper

Der ultimative Schutz Ihrer Proben und Pipetten vor Überpipettieren und Aerosolkontaminationen durch eine geringst mögliche Porengröße des Sealing-Filters von 10 - 15µm.

**Die Vorteile:**

- unbehandelter Sealing-Filter aus gesintertem Polyethylen
- Geringst mögliche, definierte Porengröße 10-15 µm optimale Filtrationstechnik
- Kontaminationsausschluss durch Aerosol-capture Filterverschluss bei Flüssigkeitskontakt (z. B. Überpipettieren) unter regulären Pipettierbedingungen
- Rückgewinnung von Probenflüssigkeit bei Filterkontakt möglich
- Vollautomatisch unter Reinraumbedingungen hergestellt
- E-Beam sterilisiert = frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen, Bioburden, PCR Inhibitoren, Endotoxinen