

Purified anti-Phosphothreonine

Mouse IgG1, kappa
M380A

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B943002 | **BioLegend** | Herstellernummer: 943002

235,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ICC, ICFC, IP, WB

Clone: M380A

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-Phosphothreonine

Clone: M380A

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names:

Size: 100 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat

Format: PURE

App_Abbrev: WB, ICC, IP, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20427>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>