

Purified anti-Hexokinase II

Rat IgG2b, kappa
W19163B

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B944001 | **BioLegend** | Herstellernummer: 944001

71,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: WB

Clone: W19163B

Format: PURE

Isotype: kappa, Rat IgG2b

Species of Origin: Rat

Verpackung: 25 µg

Purified anti-Hexokinase II

Clone: W19163B

Isotype: Rat IgG2b, kappa

Other_Names: HKII, Muscle Form Hexokinase

Size: 25 µg

Reactivity: Human, Mouse

Format: PURE

App_Abbrev: WB

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20414>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>