

TotalSeq-C0930 anti-mouse Ly108

Mouse IgG2a, kappa
330-AJ

BioLegend
From Revvity



10 µg

Artikel-Nr.: B134613 | **BioLegend** | Herstellernummer: 134613

296,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: PG
Clone: 330-AJ
Format: TOTALSEQ_C
Isotype: kappa, Mouse IgG2a
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 10 µg

TotalSeq-C0930 anti-mouse Ly108

Clone: 330-AJ
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: SLAM family receptor, SLAMF6, TCOM, SF2000, KALI, SF-3, NTBA, NTB-A, NK-T-B antigen
Size: 10 µg

Reactivity: Mouse
Format: TOTALSEQ_C
App_Abbrev: PG
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20363>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>