

SafeSeal Tips Premium 20 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogenfrei
mit 10-14 Mikron Sealing Filter, chem. unbehandelt



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 692120 | Biozym

98,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 20 µl

Pipettenspitzen Linie: SafeSeal Premium

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Filterspitze passend für:

- Brand Transferpette 10 und 20 µl (grau)
- Eppendorf 20 µl (grau)
- Gilson Pipetman P-20 (mit beigelegtem Adapter)

Der ultimative Schutz Ihrer Proben und Pipetten vor Überpipettieren und Aerosolkontaminationen durch eine geringst mögliche Porengröße des Sealing-Filters von 10 - 15µm.

Die Vorteile:

- unbehandelter Sealing-Filter aus gesintertem Polyethylen
- Geringst mögliche, definierte Porengröße 10-15 µm optimale Filtrationstechnik
- Kontaminationsausschluss durch Aerosol-capture Filterverschluss bei Flüssigkeitskontakt (z. B. Überpipettieren) unter regulären Pipettierbedingungen
- Rückgewinnung von Probenflüssigkeit bei Filterkontakt möglich
- Vollautomatisch unter Reinraumbedingungen hergestellt
- E-Beam sterilisiert = frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen, Bioburden, PCR Inhibitoren, Endotoxinen