

APC anti-mouse TCR beta chain Recombinant

Rat IgG1, kappa
QA18A18

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B159707 | **BioLegend** | Herstellernummer: 159707

50,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: QA18A18

Format: APC

Isotype: kappa, Rat IgG1

Species of Origin: Rat

Verpackung: 25 µg

APC anti-mouse TCR beta chain Recombinant

Clone: QA18A18

Isotype: Rat IgG1, kappa

Other_Names: TCR-beta chain, TCR-beta, beta-TCR

Size: 25 µg

Reactivity: Mouse

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20139>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>