

## Purified anti-mouse CD192 (CCR2) Recombinant

Rat IgG2b, kappa  
QA18A56

**BioLegend**  
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B160102 | **BioLegend** | Herstellernummer: 160102

**465,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC  
**Clone:** QA18A56  
**Format:** PURE  
**Isotype:** kappa, Rat IgG2b  
**Species of Origin:** Rat  
**Verpackung:** 500 µg

Purified anti-mouse CD192 (CCR2) Recombinant

Clone: QA18A56  
Isotype: Rat IgG2b, kappa  
Other\_Names: C-C motif chemokine receptor 2, CD192  
Size: 500 µg

Reactivity: Mouse  
Format: PURE  
App\_Abbrev: FC  
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20015>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>