

APC anti-human IgG Fc Recombinant

Mouse IgG1, kappa
QA19A42

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B366906 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 366906

304,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: QA19A42
Format: APC
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

APC anti-human IgG Fc Recombinant

Clone: QA19A42
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Immunglobulin G
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: APC
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20025>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>