

Alexa Fluor® 647 anti-human IgG Fc Recombinant

Mouse IgG1, kappa
QA19A42

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B366913 | **BioLegend** | Herstellernummer: 366913

117,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: FC
Clone: QA19A42
Format: A647
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

Alexa Fluor® 647 anti-human IgG Fc Recombinant

Clone: QA19A42
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Immunoglobulin G
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: A647
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20317>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>