

SafeSeal Tips Premium 10 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogenfrei
mit 10-14 Mikron Sealing Filter, chem. unbehandelt



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 692139 | Biozym

98,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: nein

Länge: kurz

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: SafeSeal Premium

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Filterspitze passend für:

- Sartorius Proline Plus 2.5 und 10 µl
- Sartorius mLine 3 und 10 µl
- Eppendorf 2.5 µl
- Finn Digital 10 µl
- Finn Focus Micro 10 µl
- Gilson Pipetman P-2 und P-10
- Nichiryo 10 µl
- Rainin Pipet-Classic PR2 und PR10
- Rainin Pipet-Lite SL-2 und SL-20

Der ultimative Schutz Ihrer Proben und Pipetten vor Überpipettieren und Aerosolkontaminationen durch eine geringst mögliche Porengröße des Sealing-Filters von 10 - 15µm.

Die Vorteile:

- unbehandelter Sealing-Filter aus gesintertem Polyethylen
- Geringst mögliche, definierte Porengröße 10-15 µm optimale Filtrationstechnik
- Kontaminationsausschluss durch Aerosol-capture Filterverschluss bei Flüssigkeitskontakt (z. B. Überpipettieren) unter regulären Pipettierbedingungen
- Rückgewinnung von Probenflüssigkeit bei Filterkontakt möglich
- Vollautomatisch unter Reinraumbedingungen hergestellt
- E-Beam sterilisiert = frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen, Bioburden, PCR Inhibitoren, Endotoxinen