

Biozym LE Agarose

inkl. Motivase-Bonus (990400)

500 g

Artikel-Nr.: A840004 | **Aktion**

194,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Eigenschaften: High Melting Point

Kategorie: DNA-/RNA- und Protein-Elektrophorese

Produkttyp: Agarose

Trennbereich: größer 600 kDa

Verpackung: 500 g

Standard für Routineanalysen von Nukleinsäuren

Die Vorteile:

- Universalagarose für Ihre Routinegelelektrophorese
- Zur Auftrennung von 100 bp – 23 kb Fragmenten
- Durch hervorragende Gelstärke ideal für Northern und Southern Blotting

Die Daten:

- **Geltemperatur (1.5 %):** 36 +/- 1.5 °C
- **Wassergehalt:** <= 10 %
- **Sulfatgehalt:** <= 0.15 %
- **EEO (-m):** 0.09-0.13
- **Gelstärke (1 %):** >= 1.200 g/cm²
- **DNase- u. RNase-Aktivität:** Nicht nachweisbar

Lagerbedingungen: 18 - 26 °C

Typische Anwendungen:

- Elektrophorese und Blotting von DNA und RNA
- Immunpräzipitationstechniken (Ouchterlony, Radiale Immundiffusion (RID))