

## myVolt Touch Power Supply

300 V, 400 mA, senkrechter oder waager. Betrieb



1 Stück

Artikel-Nr.: 55E2301-E | **Benchmark** | Herstellernummer: E2301-E

**735,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Eigenschaften:** 300 V, 400 mA, senkrechter oder waagerechter Betrieb

**Kategorie:** DNA- und RNA-Elektrophorese

**Produktlinie:** myVolt Power Spply

**Produkttyp:** Spannungsversorgung

**Verpackung:** 1 Stück