

xxxMirage 2D Code Rackscanner mit DP-5 Software

DataPac(TM) Cryorack "Imager"
mit -80°C Cryoschutz, für SBS Formate



1 Stück

Artikel-Nr.: 601023-DP5 | Ziath

6.626,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Technische Spezifikationen

- Abmessungen = 208 mm x 135 mm x 80 mm
- Gewicht = 1.35 kg
- Netzteil: Eingang 110-220V +/-10V AC, Ausgang 5V DC 4A
- Leistungsaufnahme = 10 Watt
- Liest alle derzeit verfügbaren 24, 48, 96, 240 Positionsracks
- Bildgebungstechnologie = CMOS-Kamera
- Lesezeit = ca. 2 Sekunden
- Kompatibel mit DataMatrix 2D-Barcodes
- Arbeitstemperatur = 5-35°C
- Datenexport als CSV, Text, Excel®, XML, JSON, Python,
- DB, PNG oder E-Mail
- Betriebssystem auf Host-Computer = Windows® 10, 1

Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Cryoprotection: Mit Cryoprotection

Lesbare Rack Formate: Racks im SBS Format

Produkttyp: 2D Barcode Rackscanner

Technologie: Kamera Scanner

Verpackung: 1 Stück

Kamerabasierter 2D Barcode Scanner in flachem Design - der Standard-Scanner für alle SBS-Rack-Formate

Features:

- Innovative und einzigartige Scanningmethode von Ziath (pat. pending)
- Neue robuste und schnelle CCD-Kamera-Technik
- Erhältlich mit und ohne -80 °C Cryoschutz
- Optional mit 1D Rack Barcode Reader erweiterbar: scannt seitlichen Barcode am Rack

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

[Alle Ziath Videos ansehen](#)

[Informationen zu DP5 \(DataPaq 5\)](#)